



# 美国查特 金凤液氮生物容器



## 查特生物医疗(成都)有限公司

地址：四川省郫县成都现代工业港南片区清马路48号 邮编：611730  
销售电话：畜牧：028-87805273 028-87805268  
科教：028-87805288  
客服电话：028-87805286 传真：028-87805299  
网址：www.chart-gp.com www.chartbio-china.com  
电邮：customerservice.china@chartindustries.com



本宣传画册中，产品的技术参数有可能被调整，请顾客在订货时垂询。

中国·成都

该系列产品口径较小，静态液氮日蒸发率低，专门用于工业、农业及医疗行业贮存液氮。

### 产品主要特点：

- 采用高强度铝合金制造；
- 高真空多层绝热设计；
- 可配保护套，便于产品的携带，也可防止产品在使用中的磕碰撞伤；



产品技术参数表

型号	单位	YDS-10L	YDS-20L	YDS-30L	YDS-35L	YDS-50L
物料号*	-	20601714	20601711	20601710	20601713	20601715
几何容积	L	10.0	20.0	31.5	35.5	50.0
空重	kg	6.2	11.2	12.9	13.8	21.1
口径	mm	50	50	50	50	50
外径	mm	303	409	446	473	500
高度	mm	530	650	670	680	805
静态蒸发率**	L/d	0.12	0.10	0.12	0.12	0.24
静态保存期	d	86	202	254	286	209
提筒外径	mm	-	-	-	-	-
提筒高度	mm	-	-	-	-	-
提筒数量	ea	-	-	-	-	-
细管容量	ea	-	-	-	-	-
可选锁盖	ea	-	-	-	-	-

\* 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

\*\* 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

### 附件



盖塞



液位尺

该系列产品内胆中设置有液氮吸收体，用于吸附和保存液氮，即使容器盛装液氮后在运输中倾倒，也不会有液氮流出。液氮蒸发损耗小、使用更安全，特别适用于容器航空运输环境。

### 产品主要特点

- 采用高强度铝合金制造；
- 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
- 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
- 不低于五年使用寿命。



产品技术参数表

型号	单位	YDH-3	YDH-8-80	YDH-8-90
物料号*	-	20005473	20005474	20670835
几何容积	L	3.5	8.0	8.0
空重	kg	5.2	8.9	11.4
口径	mm	50	80	90
外径	mm	224	303	406
高度	mm	505	590	485
静态蒸发率**	L/d	0.14	0.22	0.35
静态保存期	d	25	36	23
提筒外径	mm	38	70	70
提筒高度	mm	276	276	120
提筒数量	ea	1	1	6
细管容量	0.5ml	ea	214	820
	0.25ml	ea	472	1780
可选锁盖	ea	√	√	√

\* 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

\*\* 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

注：上表中“YDH”是“航空运输型液氮生物容器”汉语拼音的缩写。

### 附件



锁盖



提筒