

-86°C超低温保存箱（节能芯）| -86°C ULT Freezer

获中国质量认证中心（CQC）节能环保认证



DW-86L828J DW-86L728J DW-86L578J DW-86L490J DW-86L388J DW-86L338J DW-86L626 DW-86L486 DW-86W420J DW-86W100J

碳氢制冷 省电一半

用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨髓、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等。

适用于血站、医院、疾病预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程所、远洋渔业公司。

● 产品优势

- 更节能：碳氢制冷系统，能耗降低30%以上，节约用户的样本存储成本
- 更保温：特殊的柜口设计结合优化V-I-P保温技术，保温效率在原有基础之上提高20%
- 更静音：专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计，采用进口超静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机，噪音更低

● 人性化设计

- 窄型的外观设计
在保证产品进门更容易的前提下，有效的利用内部空间，提升样本存储量
- USB数据存储功能，可存储10年以上
可以存储实际温度，设定温度，高低温报警值，电压环温等数据，可以随时下载数据并通过电脑查询记录，保证用户的样本存储更加安全可靠
- 安全可靠
多种报警功能（开门、高低温、冷凝器脏、电池电量低、传感器故障、断电和环温高等报警），方便提供用户存储样本安全保障；独有的电压和环温显示，实时监控用户的使用环境，确保运行环境稳定
- 人性化设计
冷链监控温度采集模块5V供电系统内置，用户使用安全、整洁、省心
压力平衡孔功能，满足用户短时间内多次开门

海尔超低温冰箱+耗材配置方案

低温冰箱型号	冻存架型号	规格描述	冻存架数量	冻存盒数量	冻存管数量 (2ml)
DW-86L490J	DCJ-54-A (2014款)(上两层)	2英寸不锈钢侧取式冻存架5×4 (2英寸冻存盒×20个)	8	160	16000
	DCJ-54-B (2014款)(上两层)	2英寸不锈钢抽屉式冻存架5×4 (2英寸冻存盒×20个)	8	160	16000
	DCJ-44-A (2014款)(下两层)	2英寸不锈钢侧取式冻存架4×4 (2英寸冻存盒×16个)	8	128	12800
	DCJ-44-B (2014款)(下两层)	2英寸不锈钢抽屉式冻存架4×4 (2英寸冻存盒×16个)	8	128	12800
DW-86L626	DCJ-54-A (2014款)	2英寸不锈钢侧取式冻存架5×4 (2英寸冻存盒×20个)	20	400	40000
	DCJ-54-B (2014款)	2英寸不锈钢抽屉式冻存架5×4 (2英寸冻存盒×20个)	20	400	40000
DW-86L578J/578S	DCJ-55-A (2014款)	2英寸不锈钢侧取式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	16	400	40000
	DCJ-55-B (2014款)	2英寸不锈钢抽屉式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	16	400	40000
DW-86L728J	DCJ-55-A (2014款)	2英寸不锈钢侧取式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	20	500	50000
	DCJ-55-B (2014款)	2英寸不锈钢抽屉式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	20	500	50000
DW-86L828J/829BP	DCJ-55-A (2014款)	2英寸不锈钢侧取式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	24	600	60000
	DCJ-55-B (2014款)	2英寸不锈钢抽屉式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	24	600	60000
DW-86L959BP	DCJ-55-A (2014款)	2英寸不锈钢侧取式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	28	700	70000
	DCJ-55-B (2014款)	2英寸不锈钢抽屉式冻存架5×5 (2英寸冻存盒×25个)	28	700	70000
DW-86W420J	DCJ-10-A (2014款)	2英寸卧式冻存架 (2英寸冻存盒×10个)	27	270	27000
DW-86W100J	DCJ-08-A (2014款)	2英寸卧式冻存架 (2英寸冻存盒×8个)	9	72	7200
DW-150W200	DCJ-10-A (2014款)	2英寸卧式冻存架 (2英寸冻存盒×10个)	12	120	12000

冻存架处理方案

方案优势

- 全尺寸SUS304不锈钢制作
- 钢板厚度0.6-1.0mm组合, 保证可靠的牢固度
- 抽屉设计
- 抽屉把手增加抗低温塑胶圈, 防止把手与冻存架外壁冻结, 对操作人员进行有效防护
- 抽屉增加标识卡片位, 由内向外冲压设计, 防止低温冻掉
- 抽屉底部增加防拉出凸起, 避免抽拉过猛抽屉滑出 (选配)
- 冻存架正面钢印Haier标识
- 可按需个性化定制

